



# **ic2000**

## **MASSAGE CHAIR**

## **FAUTEUIL DE MASSAGE**



**Instruction Manual**  
**Manuel d'utilisation**

Thank you for purchasing this product. Please read this instruction manual carefully before operating this massage chair.

Please pay attention to the important safety warnings and keep this manual for future use.

Note: EBI reserves the right to revise the design and description of this product without notice.

## CONTENT

1. SAFETY WARNING
2. RESTRICTIONS
3. MAINTENANCE
4. TROUBLESHOOTING
5. FEATURES AND BENEFITS
6. INSTALLATION
7. COMPONENTS
8. OPERATION
9. MOVING THE CHAIR
10. FLOOR PROTECTION
11. PRODUCT SPECIFICATIONS
12. WARRANTY

## FRANÇAIS

### 1. SAFETY WARNING

- This product is not recommended for children.
- Disconnect the chair before cleaning.
- Please pull out the AC power cord after use or before cleaning to avoid injury or damage to the product.
- Please operate this product according to the instructions in this manual.
- Use only accessories recommended by iComfort®.
- This product is designed for indoor use only.
- Recommended use time is 20 minutes or less.
- Please avoid use if the chair is damaged and call your iComfort® technician or dealer.
- Make sure the back of the chair is well ventilated and not obstructed.
- Please make sure small objects are not dropped into the chair mechanism.
- Use of this chair under the influence of drugs or alcohol is not recommended.
- Do not use wet hands to pull the AC cord.
- Do not spill liquids onto this product to avoid electric shock or cause damage to this product.
- Maintain your chair and avoid damaging the wires.
- Do not use a wet cloth to clean the electric parts.
- In the event of a power failure disconnect the chair.
- If the chair works abnormally, stop using it, disconnect the chair and call your iComfort® service technician or customer service representative at 1-866-967-7333 ext 227.
- This chair should be used only in a well ventilated, normally dry and dust-free environment.

### 2. RESTRICTIONS

People with osteoporosis, heart disease and heart pacemakers, pregnancies, injuries or any other health-related issues should consult their doctor before using this massage chair.

Stop immediately the use of this massage chair if you feel unwell and consult your doctor.

### 3. MAINTENANCE

- This product should only be maintained by iComfort® certified technicians. Otherwise, EBI reserves the right to void the warranty.
- Disconnect the power cord after if you do not plan to use the chair for a long period.
- Make sure the wall outlet is in good working order before use.
- If this chair will not be used for an extended period of time, store in a dry and dustless environment.
- Avoid chair exposure to high temperatures and direct sunlight.
- Clean this product with a dry cloth. Do not use thinner, benzene or alcohol.
- When moving the chair on a wood floor, rough ground or in a narrow space two people should lift the chair together.
- We recommend using the massage chair intermittently and not for long periods.

### 4. TROUBLESHOOTING

- It is normal for the motor to make noise while in use.
- If the controller doesn't normally work, please check that the plug and socket are properly connected, and the switch is turned on.
- When the programmed working time is over, the chair will power off automatically.
- After several uses, the chair might power off because of overheating. It can be used again after half an hour of cooling time.

### 5. FEATURES AND BENEFITS

Enjoy the new iComfort® ic2000 massage chair. Its quad-rollers will massage your back while your neck is massaged by another massage system. Very versatile, the iComfort® ic2000 massage chair reproduces over three massage actions with the sensation of a professional massage in the comfort of your very own home! The footrest can be used to rest your tired legs or flipped 180 degrees to have them massaged with an air pressure massage system. It includes Bluetooth™ activated music speakers. We also added the heat massage feature for extra massage convenience and comfort.

### 6. INSTALLATION

The ic2000 massage chair comes partly assembled.

- Assemble this massage chair according to the installation instructions provided in this guide.
  - Check the parts list carefully to make sure nothing is missing.
  - Sitting in the massage chair before it is completely assembled could result in permanent damage to the chair and personal injury.
  - **This massage chair is equipped with a cord having a grounding conductor. The cord must be plugged into an appropriate AC wall outlet.**
  - If the massage chair fuse is burned out, please use the chair's main On/Off button to turn it off and unplug the AC power cord. You can unscrew the fuse located in the switch box at the bottom right of the chair in the back.
- Use a same size and type of fuse to replace the old one and then cover the lid.

You can call iComfort® at 1-866-967-7333 ext 227 if you need help.

**CAUTION: Never substitute a missing part with one of your own. If a part is missing, contact customer service at: 1-866-967-7333 ext 227**

#### Unpacking

- 1) Remove the massage chair, cushions and accessories from the main box.
- 2) Remove all plastic wraps.

### 3) Cup holder installation

Take the chair out of the packing carton (Figure 1). Take out the cup holder support bracket from the accessory bag, align with the mounting screw hole reserved for the right armrest, then screw the 2 M4X10 screws into the massage chair right side armrest with the cross screwdriver, and pull out the male USB cable from the right armrest of the massage chair (Figure 2).




Fig. 1




Fig. 2

Take out the upper cover of the cup holder from the accessory bag, aim the slot of the upper cover to the limit board, prepare to insert (Figure 3). Press the upper assembly down to insert it into the limit board and make sure it is pushed all the way (Figure 4).




Fig. 3




Fig. 4

Make sure the cup holder is installed well. Then, twist 2 M4\*10 screws with the cross screwdriver and fix the cup holder upper assembly on the right side of the armrest (Figure 5). Connect the male USB cable to the USB female wire which is on the cup holder upper assembly (Figure 6).




Fig. 5




Fig. 6

Take out the cup holder lower assembly from the accessory bag, aim the cup holder lower assembly to the screw hole of the cup holder upper assembly, twist 3 ST2.9\*10 self-tapping screw tightly and make sure both are installed well (Figure 7). Find the M4\*10 thread hole under the tea-tray, twist the M4\*10 screw tightly by using the cross screwdriver in the accessory bag. Shake the beverage tray by hand slightly to see if it is installed tightly (Figure 8).




Fig. 7





Fig. 8

### Final Installation

- 1) Insert the AC power cord into the massage chair power socket and then into the wall AC outlet.
- 2) Turn on the main power switch at the bottom, behind the massage chair.




### 7. COMPONENTS



1. Neck pillow pad
2. Control panel
3. Beverage tray
4. Seat cushion
5. Footrest frame
6. Front cover
7. Bluetooth® activated speakers.
8. Backrest cushion
9. Armrest


10. Backrest cover
11. Wireless phone charger\*
12. Cup holder
13. Side pocket
14. AC Power cord
15. Carrying wheels
16. AC Power cord socket
17. Main activation switch
18. Fuse box

## Control panel




## 8. OPERATION


We recommend adjusting the chair angle before powering up the chair.

Then, press on the power On/Off  button to activate the massage chair. You can choose the massage mode you prefer. There are three automatic massage modes. You can interrupt the automatic massage mode at any point by shutting off the unit. The massage chair will then return to its original position.

If you prefer to use the manual massage mode, you can choose the type of massage you want. (knead, tap, knead & tap, heat, etc.) The massage chair will then use the massage mode you have

chosen. You can press on the power  button again at any time and the massage chair will come back to its original position and shut off.

### Automatic massage modes

Press one the Automatic massage  mode button. Pressing repeatedly will activate one of three modes:

- i. Auto mode I: Whole body massage. All the massage features will be activated.
- ii. Auto mode II: The massage will focus on the neck and back.
- iii. Auto mode III: The massage will focus on the waist, buttocks, and thighs.
- iv. Demo mode: A whole-body massage is activated but will only last five minutes.

## Manual massage modes

### Knead

Press this button to activate or deactivate the Kneading massage feature.



### Tap

Press this button to activate the tap massage feature.



Press repeatedly to activate three intensity levels (low, medium and strong).

### Knead & Tap

Press both the kneading  and tap  buttons to activate both at the same time.



### Upper and lower body areas massage adjustments

You can adjust the height of the back massage mechanism by pressing on the up massage button  or the down massage button .

### Upper and lower neck areas massage adjustments

You can adjust the height of the neck massage mechanism by pressing on the up massage button  or the down massage button .

### Footrest recline and incline adjustments

You can adjust the height of the footrest by pressing on the up footrest button  or the down footrest button .

### Bidirectional kneading



Press this button repeatedly to turn on the bidirectional kneading feature, or the one-way kneading massage feature.

### Air bag buttocks massage adjustments



Press repeatedly to activate the three air bag intensity leg massage modes (low, medium and strong).

### Heat feature



Press on this button to activate the neck heat feature. Press again to deactivate it.

### Bluetooth<sup>™</sup> Speaker Activation

Activate the massage chair. In your music player device menu, go to settings. Choose BLUETOOTH<sup>®</sup> and activate the Bluetooth<sup>®</sup> pairing feature for new Bluetooth<sup>®</sup> devices. On the suggested list, choose IMCM-0066 or IMCM-00XX. Enter the password 0000 or 1234 if required and confirm to finish the pairing. Open your music player and choose the music to play. Enjoy and relax.


### USB smartphone charger\*

You can also charge your smartphone to the massage chair by connecting your USB cable on the right-side armrest connector. **IMPORTANT: Use the USB cable provided by your smartphone manufacturer.**



### Dual function leg rest


You can choose to use the leg rest massage system during a massage or you can flip it to use as a leg rest.





## 9. MOVING THE CHAIR

Make sure that the AC power cord is pulled out of the chair. Turn the back backward to a proper angle so the gravity center falls onto the carrying wheels. Pull the massage chair forward or backward as you wish.



## 10. FLOOR PROTECTION

Prolonged use of this massage chair can damage wood floors. To prevent permanent damage, place a carpet or mat under the chair.



## 11. PRODUCT SPECIFICATIONS

Power: 60 Watts

## 12. WARRANTY

### LIMITED ONE (1) YEAR WARRANTY

This product is guaranteed against all manufactured faults and defects for a period of one (1) year from the date of purchase.

For repairs or product defects, please call our customer service department at: 1-866-967-7333. Please have your proof of purchase on hand. If we are not able to replace your defective part, we will send you a service technician for repairs.

Important notes: Any damages caused by an accident or an abusive usage are NOT covered under warranty. We also decline all responsibility concerning indirect or consecutive damages. In certain Canadian provinces, it is not permitted to limit indirect or consecutive damages. Therefore, it is possible these limitations are not applicable to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other legal rights which vary from one province to another.

**CUSTOMER SERVICE: 1-866-967-7333 ext 227**

## FRANÇAIS

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les directives avant d'utiliser votre fauteuil de massage et conservez cette notice d'utilisation.

Portez attention aux consignes de sécurité et conservez cette notice d'utilisation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Note: EBI se réserve le droit de modifier le design et la description de ce produit sans autre préavis.

### Table de matières

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2. RESTRICTIONS
3. ENTRETIEN
4. DÉPANNAGE
5. AVANTAGES ET BÉNÉFICES
6. INSTALLATION
7. COMPOSANTES
8. MODE D'EMPLOI
9. DÉPLACER LE FAUTEUIL
10. PROTECTION DU PLANCHER
11. SPÉCIFICATIONS
12. GARANTIE

## 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants.
- Veuillez débrancher le cordon d'alimentation CA du fauteuil de massage avant de le nettoyer.
- Utilisez cet appareil exclusivement aux fins décrites dans la présente notice.
- Veuillez n'utiliser que les accessoires recommandés par iComfort<sup>md</sup>.
- Cet appareil est conçu pour un usage intérieur seulement.
- Cet appareil est conçu pour un usage de 20 minutes ou moins à la fois.
- En cas de bris de l'appareil (tissus ou mécanique), débranchez celui-ci et appelez un centre de service iComfort<sup>md</sup> ou votre revendeur.
- Assurez-vous que l'appareil est bien aéré et non obstrué.
- Veillez à ne pas laisser tomber de petits objets dans les orifices et mécanismes du fauteuil.
- L'utilisation de cette chaise n'est pas recommandée en cas d'abus d'alcool ou de drogues.
- Ne tenez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- N'échappez pas de liquides sur cet appareil afin de réduire les risques de décharges électriques et éviter de l'endommager.
- Maintenez votre chaise en bonne condition et veuillez ne pas endommager la fiche d'alimentation.
- N'utilisez pas un linge mouillé pour nettoyer des composantes électriques telles que l'interrupteur ou la fiche d'alimentation.
- Éteignez l'appareil lors d'une panne de courant.
- Cessez d'utiliser votre chaise de massage si elle fonctionne anormalement. Coupez immédiatement l'alimentation et contactez iComfort<sup>md</sup> au 1-866-967-7333 ext 227.
- Cessez d'utiliser l'appareil si vous ressentez un malaise et consultez votre médecin.

## 2. RESTRICTIONS

Il est fortement recommandé pour les personnes ayant des problèmes cardiaques, d'ostéoporose, de fièvres, fractures, d'une chirurgie récente, dislocation ou de santé ou qui portent un stimulateur

cardiaque, défibrillateur ou autres appareils de santé électroniques sensibles aux interférences, de consulter leur médecin avant d'utiliser ce produit.

### 3. ENTRETIEN

- Cet appareil doit être entretenu uniquement par un technicien recommandé par iComfort<sup>md</sup>. Dans le cas contraire, EBI se réserve le droit d'annuler la garantie de cet appareil.
- Débranchez le cordon d'alimentation après chaque utilisation.
- Veuillez ne brancher cet appareil que sur des prises murales en parfait état de marche.
- Si l'appareil demeure inutilisé pendant une période de temps prolongé, entreposez-le dans un endroit sec et exempt de poussière.
- Ne rangez pas cet appareil près d'une source de chaleur élevée, d'un feu ou sous la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas de benzène, de décapant, ni d'autre solvant pour nettoyer l'appareil. Utilisez un linge sec.
- Le mécanisme de cet appareil est conçu pour en minimiser l'entretien.
- Il n'est pas recommandé de déplacer le fauteuil sur ses roulettes si vos planchers sont en bois, si vous êtes dans un espace trop étroit ou si la surface du sol est accidentée. Dans ces cas précis, deux personnes seront requises pour soulever et déplacer le fauteuil.
- Utilisez cet appareil de façon intermittente. Ne l'utilisez pas de façon continue pendant de longues périodes de temps.

### 4. DÉPANNAGE

- Il est normal que le moteur fasse du bruit pendant que l'appareil fonctionne.
- Si le panneau de commande ne fonctionne pas normalement, assurez-vous que le cordon d'alimentation et la prise d'alimentation sont bien connectés et que l'interrupteur est allumé.
- L'appareil s'arrête automatiquement lorsque le temps prescrit s'est écoulé. L'appareil s'éteindra également automatiquement pour éviter que le moteur surchauffe lorsqu'il a fonctionné continuellement sur une longue période de temps. Il pourra, à nouveau, être utilisé après trente minutes d'arrêt.

### 5. AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Aidez à soulager votre tension et faites disparaître le stress avec l'incroyable chaise massage thérapeutique ic2000 de iComfort<sup>md</sup>. Le mécanisme de massage à 4 têtes rotatives parcourt votre dos tandis qu'un autre masseur s'occupe de votre nuque. Le repose-pied peut être utilisé pour reposer vos jambes fatiguées ou retourné à 180 degrés pour les faire masser avec un système de massage à pression d'air. Elle comprend aussi des haut-parleurs de musique activés par Bluetooth<sup>md</sup> pour votre plaisir. Nous avons également ajouté la fonction de massage par la chaleur pour encore plus de confort.

### 6. INSTALLATION

Le fauteuil de massage ic2000 est partiellement assemblé.

- Assemblez ce fauteuil de massage en suivant les instructions d'installation fournies dans ce guide.
- Vérifiez attentivement la liste des pièces pour vous assurer qu'il ne manque rien.
- S'asseoir dans le fauteuil de massage avant qu'il ne soit complètement assemblé pourrait causer des dommages permanents au fauteuil et des blessures.
- **Ce fauteuil de massage est équipé d'un cordon avec une mise à la terre. Le cordon doit être branché dans une prise murale appropriée.**

• Si le fusible du fauteuil de massage est grillé, utilisez le bouton marche / arrêt principal du fauteuil pour l'éteindre et débrancher le cordon d'alimentation. Vous pouvez dévisser le fusible situé dans la boîte de commutation en bas à droite du fauteuil à l'arrière.

Utilisez la même taille et le même type de fusible pour remplacer l'ancien, puis couvrez le couvercle. Vous pouvez appeler iComfort<sup>md</sup> au 1-866-967-7333 poste 227 si vous avez besoin d'aide.

**ATTENTION: Ne remplacez jamais une pièce manquante par une de vos pièces. S'il manque une pièce, communiquez avec le service à la clientèle au 1-866-967-7333 poste 227.**

## Déballage

- 1) Retirez le fauteuil de massage, les coussins et les accessoires de la boîte principale.
- 2) Retirez toutes les enveloppes en plastique.
- 3) Méthode d'installation du plateau à thé :

Avec les 2 vis M4X10, vissez la pièce de support avec le tournevis cruciforme. Puis, retirez légèrement la tête du connecteur USB mâle (figure 2).



Fig. 1




Fig. 2

Retirez le couvercle supérieur du porte-gobelet du sac d'accessoires, alignez le support d'insertion avec le guide vertical et insérez complètement le porte-gobelet (Figure 3). Appuyez sur celui-ci pour vous assurer qu'il soit complètement installé (Figure 4).




Fig. 3




Fig. 4

Vissez les deux vis M4 \* 10 avec un tournevis cruciforme (Figure 5). Branchez le connecteur USB mâle avec le connecteur USB femelle (Figure 6).




Fig. 5




Fig. 6

Placez la partie inférieure du porte-gobelet sur la partie supérieure du porte-gobelet. Vissez fermement les trois vis auto taraudeuses ST2.9 \* 10 et assurez-vous qu'elles sont bien vissées (Figure 7). Vissez fermement la vis M4 \* 10 en utilisant le tournevis cruciforme sous la partie inférieure du porte-gobelet. Agitez légèrement le porte-gobelet à la main pour voir s'il est bien installé (Figure 8).




Fig. 7




Fig. 8



### Installation finale

- 1) Insérez le cordon d'alimentation CA dans la prise d'alimentation du fauteuil de massage, puis dans la prise secteur murale.
- 2) Allumez l'interrupteur principal en bas du fauteuil en arrière de celui-ci.



- 3) Félicitations!


## 7. COMPOSANTES



- 1. Coussin pour la tête
- 2. Panneau de contrôle
- 3. Porte-gobelet
- 4. Coussin du siège
- 5. Masseur pour les jambes
- 6. Devant du fauteuil
- 6. Télécommande
- 7. Haut-parleur
- 8. Coussin lombaire
- 9. Côté gauche du fauteuil


- 10. Derrière du fauteuil
- 11. Chargeur USB de téléphone intelligent
- 12. Porte-gobelet
- 13. Poche latérale
- 14. Cordon d'alimentation CA murale
- 15. Roues de déplacement
- 16. Prise de cordon d'alimentation CA du fauteuil
- 17. Interrupteur d'activation principal
- 18. Boîte à fusibles

### Panneau de contrôle




## 8. MODE D'EMPLOI

Nous recommandons de régler l'angle du fauteuil avant d'activer le fauteuil de massage.

Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt  pour démarrer le fauteuil de massage. Vous pouvez choisir le mode de massage que vous préférez. Il y a trois modes de massage automatiques. Vous pouvez interrompre le mode de massage automatique à tout moment en désactivant l'appareil. Le fauteuil de massage reviendra alors à sa position d'origine.

Si vous préférez utiliser le mode de massage manuel, vous pouvez choisir le type de massage que vous souhaitez (pétrissage, tapotement, pétrissage et tapotement, chauffage, etc.). Le fauteuil de massage utilisera alors le

mode de massage que vous avez choisi. Vous pouvez appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation  à tout moment et le fauteuil de massage reviendra à sa position d'origine et s'éteindra.

### Modes de massage automatiques

Appuyez sur le bouton  du mode de massage automatique. Une pression répétée activera l'un des trois modes suivants:

Mode automatique I: Massage du corps entier. Toutes les fonctionnalités de massage seront activées.

Mode automatique II: Le massage se concentre sur le cou et le dos.

Mode automatique III : Le massage se concentre sur la taille, les fesses et les jambes.

Mode Demo: Toutes les fonctions de massage sont activées mais ne dureront que cinq minutes.

### Modes de massage manuel

#### Pétrissage (Kneading)

Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver la fonction de massage.



#### Tapotement

Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de massage par tapotement.



Appuyez plusieurs fois pour activer trois niveaux d'intensité (faible, moyen et fort).



#### Pétrissage et tapotement

Appuyez sur les deux boutons pour activer les fonctions de massage pétrissage et tapotement en même temps.





### Ajustements de massage du haut et du bas du corps

Vous pouvez ajuster la hauteur du mécanisme de massage du dos en appuyant sur le bouton de


massage vers le haut  ou sur le bouton de massage vers le bas .

### Massage du cou

Vous pouvez ajuster la hauteur du mécanisme de massage du cou en appuyant sur le bouton de

massage du cou vers le haut  ou sur le bouton de massage du cou vers le bas .

### Repose-pied et inclinaisons

Vous pouvez ajuster la hauteur du repose-pied en appuyant sur le bouton vers le haut  ou sur le bouton

vers le bas .

### Pétrissage bidirectionnel

Neck & shoulder

Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour activer la fonction de pétrissage bidirectionnel ou activer la fonction de massage par pétrissage unidirectionnel.

### Réglage du massage des sacs gonflables des jambes

AIR  
PRESSURE

Appuyez plusieurs fois pour activer les trois intensités de massage des jambes (faible, moyen et fort).

### Fonction de chaleur

Heating

Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de chaleur du cou. Appuyez à nouveau pour le désactiver.

### Activation des haut-parleurs Bluetooth<sup>md</sup>

Activez le fauteuil de massage. Dans le menu de votre lecteur de musique, accédez aux paramètres. Choisissez BLUETOOTH<sup>md</sup> et activez la fonction d'appariement Bluetooth<sup>md</sup> pour les nouveaux appareils Bluetooth<sup>md</sup>. Dans la liste suggérée, choisissez IMCM-0066 ou IMCM-00XX. Entrez le mot de passe 0000 ou 1234 si nécessaire et confirmez pour terminer l'appariement. Ouvrez votre lecteur de musique et choisissez la musique à jouer. Écoutez et détendez-vous.



### Chargeur USB de téléphone intelligent

Vous pouvez également charger votre téléphone intelligent sur le fauteuil de massage en le branchant sur l'accoudoir droit avec votre câble USB. **IMPORTANT: Utilisez le câble USB du fournisseur de votre téléphone intelligent.**




### Repose-jambes à double fonction

Vous pouvez choisir d'utiliser le système de massage du repose-jambes pendant un massage ou vous pouvez le retourner pour l'utiliser comme repose-jambes. Vous n'avez qu'à le retourner sur lui-même.



### 9. DÉPLACER LE FAUTEUIL DE MASSAGE

Vérifiez que le cordon du fauteuil est débranché et hors du chemin. Faites basculer l'arrière du fauteuil pour appuyer son centre de gravité sur les roulettes. Déplacez le fauteuil à l'endroit désiré et repositionnez-le dans son angle original.



## 10. PROTECTION DU PLANCHER

La pression prolongée du fauteuil sur le plancher peut laisser des marques. Pour éviter d'abîmer vos planchers, il suffit de placer une pièce de tapis sous le fauteuil.



## 11. SPÉCIFICATIONS

Consommation électrique : 60 Watts maximum

## 12. GARANTIE

**GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN**

Ce produit est garanti contre tout vice de matières et de fabrication pour une durée d'un (1) an à compter de la date d'achat. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-866-967-7333. Ayez à portée de la main votre preuve d'achat. Si nous ne sommes pas en mesure de vous remplacer la pièce défectueuse, nous vous enverrons un technicien réparateur.

Important : Tout dommage causé à l'une des pièces de produit et attribuable à un accident, une utilisation abusive ou une installation inadéquate n'est PAS couvert par la garantie. En vertu de notre politique, nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages consécutifs ou indirects. Dans certaines provinces, il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages consécutifs ou indirects. Par conséquent, il est possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas dans votre cas. La présente garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques ; vous pouvez également bénéficier d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre.

**SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1-866-967-7333**